

МЕТОДИКА

анализа моющего раствора

Концентрацию раствора СМТП серии «О-БИС» определяют по его плотности (измерение с помощью ареометра, тип АОН-2 (1000-1080) при температуре раствора 20°C).

Таблица. Значения общей щелочности и плотности растворов СМТП серии «О-БИС» при разных концентрациях

Концентрация раствора, % мас.	Плотность раствора при 20 °С, г/см ³
1.5	1.014
2.0	1.019
2.5	1.024
3.0	1.029
3.5	1.036
4.0	1,040